

schülke -+



Дозатор с салфетками для совместного использования с дезинфицирующими средствами schülke для обработки поверхностей во всех областях больниц, центров сестринского ухода и служб неотложной помощи.

Салфетки schülke/Салфетки schülke мини

Наше преимущество:

- универсальные
- легкие в применении
- срок годности с испол. продуктом составляет до 28 дней
- не оставляет ворса на поверхности
- 100 или 40 салфеток большого размера (30 x 30 см) в рулоне

Области применения

Салфетки для погружения в выбранный очищающий раствор или дезинфицирующее средство.

В зависимости от выбора продуктов, дозатор готовых к применению влажных салфеток подходит для очистки или дезинфекции медицинских изделий и поверхностей всех типов, в частности в областях с требованием к гигиенической безопасности.

Информация по применению

Первая загрузка в гигиенических условиях

При первой загрузке, а также при смене салфеток, мы рекомендуем надеть перчатки и продезинфицировать рабочую поверхность. Откройте крышку дозатора влажных салфеток и поместите в него распакованный рулон. Затем добавьте 3 литра готового к применению дезинфицирующего раствора в салфетки schülke и 1.5 литра в салфетки schülke мини. Пожалуйста, используйте для данных целей продукты и концентрации, рекомендованные нашей компанией (Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей информацией о продуктах).

При обработке медицинских изделий и поверхностей, чувствительных к спиртам (например, подушечки, дисплеи, акриловое стекло, ультразвуковые передатчики), мы рекомендуем использовать Микроцид Сенситив Ликвид для пропитки салфеток.

Протяните салфетку из центра рулона в звездообразное отверстие и плотно закройте крышку дозатора. Спустя максимум 20 минут, салфетки полностью пропитаны и готовы к использованию.

Салфетки schülke

schülke -+

Препарат • Präparat • Préparation • Preparato

Концентрация • Konzentration • Concentration • Concentrazione

Время реакции • Einwirkzeit • Temps d'action • tempi d'applicazione

Емкость заполнена • Befüllt am • Rempli le • Riempito il

Использовать до • Verwendbar bis • A utiliser avant le • Data di scadenza

23392-B

LOT

www.schuelke.com

Между тем, что касается каждой смены салфеток, запишите наименование продукта, выбранную используемую концентрацию, время экспозиции и время наполнения на этикетке, которая поставляется с каждым рулоном. Прикрепите этикетку на соответствующую область.

Очистка и дезинфекция

При использовании пропитанных салфеток, убедитесь, что протираемые поверхности полностью увлажнены и что крышка дозатора плотно закрыта после каждого изъятия салфетки во избежание высыхания салфеток.

Смена в гигиенических условиях

Дозатор заполняется повторно в том же самом порядке как при первой загрузке, в соответствии с брошюрой салфеток schülke.

Салфетки schulke / Салфетки schulke мини

В частности, салфетки schulke можно использовать со следующими препаратами:

Продукты	Единицы поставки	Артикул
Терралин протект	5 x 2 л	181 611
	1 x 5 л	181 612
Терралин Ликвид	10 x 1 л	102 001
	1 x 10 л	102 004
Антифект FD 10	5 x 2 л	122 111
	1 x 5 л	122 112
Антифект AF (N)	5 x 2 л	108 831
	1 x 5 л	180 832
Буратон 10 F	5 x 2 л	104 602
	1 x 5 л	104 603
Desinfektions-Reiniger AF	10 x 1 л	120 701
	1 x 5 л	120 702
Антифект FF	5 x 2 л	133 401
	1 x 5 л	133 402
Микроцид АФ Ликвид	10 x 1 л	109 101
	1 x 10 л	109 102
Микроцид Сенситив Ликвид	10 x 1 л	109 185
	1 x 5 л	109 193

Информация о защите окружающей среды

Компания schulke производит экономичные продукты на основании передовых, безопасных и экологических технологий, обеспечивая высокие стандарты качества.

Микробиологическая эффективность

Данные о микробиологической эффективности, а также об используемых концентрациях можно найти на этикетке или в информации о продукте о наших соответствующих дезинфицирующих средствах для обработки поверхностей.

Мнения экспертов и информация

Для обозрения дозатора влажных салфеток schulke, пожалуйста, посетите наш сайт по адресу www.schuelke.com

Если у Вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами:

Обслуживание клиентов

Телефон: +49 (0) 40-521 00-666

e-mail: info@schuelke.com

Формы поставки / Единицы поставки

Продукты	Единицы поставки	Артикул
Салфетки schulke		
Салфетки schulke	10 x дозатор	119 521
Дозатор влажных салфеток schulke	1 коробка с 6 рулонами	119 520
Салфетки schulke мини		
Салфетки schulke мини	10 x дозатор	119 530
Дозатор влажных салфеток schulke мини	1 коробка с 10 рулонами	119 532

Цветные крышки



Цветной стикер для маркировки крышки салфеток schulke

Цветные крышки	Артикул
4 x голубой стикер	2306
4 x красный стикер	2305
4 x белый стикер	2302



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).



Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr UK Ltd.
1 Jenkin Road
GB-Sheffield S9 1AT
Phone +44 (0) 1142 - 54 35 - 00
Fax +44 (0) 1142 - 54 35 - 01
mail.uk@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0) 1 - 523 25 01 - 0
Fax +43 (0) 1 - 523 25 01 - 60
office.austria@schuelke.com