

Дозатор с влажными салфетками schulke

Заполнение в гигиенических условиях

Шаг 1

Для защиты персонала, а также предотвращения загрязнения салфеток schulke, мы рекомендуем произвести предварительную дезинфекцию рабочей поверхности, например с помощью Terralin Liquid, Mikrozid AF Liquid или салфеток Mikrozid AF / Sensitive и одеть защитный плащ и перчатки.



Шаг 2

Откройте крышку дозатора и поместите распакованный рулон в дозатор. Слегка вытяните салфетку из центра рулона.



Шаг 3

Затем медленно налейте 3 литра или 1.5 литра готового к применению дезинфицирующего раствора на рулон, по спирали от центра к внешним сторонам. Данная процедура способствует полному смачиванию салфеток.



Шаг 4

Теперь протяните салфетку из центра рулона в звездообразное отверстие крышки дозатора и вытяните ее.



Шаг 5

Поместите крышку на дозатор и надавите на нее до тех пор, пока она не встанет на место. Теперь аккуратно закройте защитную крышку дозатора.



Шаг 6

Спустя минимум 20 минут салфетки полностью пропитаны.



Подождите
20 минут



Шаг 7

Между тем, заполните этикетку, предназначенную для указания данных при заполнении дозатора раствором, которая поставляется с каждым рулоном салфеток и наклейте ее на соответствующую область.



Шаг 8

Теперь дозатор влажных салфеток schulke готов к применению.



Удалите раствор



Избавьтесь от салфеток



Помойте и высушите



Протрите крышку

Повторное заполнение

Пожалуйста, удалите любые оставшиеся продукты и салфетки после истечения срока годности или при повторном заполнении дозатора.

Затем тщательно промойте и продезинфицируйте дозатор. При необходимости, он может быть подвергнут термической переработке при температуре до 70° C. Просушенный дозатор заполняется в той же последовательности, как и при первой загрузке.

Мы рекомендуем дополнительно протереть крышку дозатора с помощью дезинфицирующих растворов Terralin Liquid, Mikrozid AF Liquid или салфеток Mikrozid AF / Sensitive. Пожалуйста, всегда соблюдайте гигиенические требования при подготовке и хранении дезинфицирующих растворов.