

MD 535

Средство для удаления гипса



MD 535 представляет собой специальный высокоэффективный препарат для удаления гипса и альгината с оттисковых ложек, шпателей, ножей для гипса, смесительных стаканов (в том числе вакуумного смесителя), ортопедических работ, артикуляторов и т.д.

Состав: MD 535 содержат комплексирующие агенты (15 - 30 %), щелочные чистящие компоненты (< 5 %) и вспомогательные вещества.

Применение: средство MD 535 используется в неразбавленном виде. Предметы, подлежащие очистке, положить в MD 535 и оставить раствор действовать. После обработки очищенные предметы промыть водой. Процесс очищения ускоряется при использовании ультразвуковой ванны и нагрева препарата до максимальной температуры 50 °С. Выделяющиеся пузырьки свидетельствуют о процессе очищения. При отсутствии выделения пузырьков необходимо препарат заменить. Нахождение остатков материала в растворе не влияет на активность препарата MD 535.

Указания: Необходимо проверить совместимость материала MD 535 с хромированными и никелированными оттисковыми ложками. Алюминиевые оттисковые ложки не держать в MD 535 более часа. Дополнительные указания - см. также информацию о продукте на нашем сайте

Носить защитные перчатки и защитные очки/маску. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Хранить емкость плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте. Подавать содержимое/емкость в качестве специального вида отходов. Паспорт безопасности можно получить по запросу