

MD 550

Средство для чистки ванночек для полоскания рта



MD 550 – готовый к применению специальный препарат для чистки ванночек для полоскания рта в стоматологических поликлиниках, а также раковин, туалетов, кафеля и др. и ухода за ними. MD 550 удаляет остатки извести, крови, индикаторных таблеток для обнаружения зубных бляшек, слепочных материалов и т.д.

Состав: в 100 г MD 550 содержится 40 г этанола, < 1 г поверхностно- активных веществ, < 5 г органических кислот, вспомогательные вещества, бензилсалцилат, вода.

Спектр действия: бактерицид, левуроцидно. Проверено в соответствии с EN 13727, EN 13624.

Применение: MD 550 применяется без разбавления в воде. Чтобы открыть предохранительную крышку, сожмите гладкие поверхности и поверните. Немного разбрызгайте MD 550 по поверхности ванночки для полоскания рта и равномерно распределите губкой или щеткой. Дайте средству MD 550 подействовать некоторое время, а потом смойте водой. Применяйте MD 550 в зависимости от необходимости, однако по вечерам, перед дезинфекцией всасывающей системы, – в обязательном порядке.

Указания: Температура воспламенения 23 °С. Соблюдайте осторожность при обработке материалов, восприимчивых к спирту, например акрилового стекла. Для обработки плевательниц не используйте пенящиеся и абразивные дезинфицирующие или чистящие средства.

Внимание. Жидкость и пар способны воспламеняться. Вызывает серьезное раздражение глаз. Беречь от тепла/искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить. Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. Подавать содержимое/емкость в качестве специального вида отходов.

CE 0297